



# Educational contents program

# HISTOLOGY TECHNIQUES



#### المحتوى السادس

#### تقطيع العينات

تقطيع العينات: وهي مرحلة الحصول على شرائح بسمك ٣ الى ٤ مايكرون من العينة وذلك تجهيزا للفحص المجهري.

تبدأ مرحلة التقطيع بوضع البلوكات الشمعية على جهاز التقطيع الخاص وهو ما يعرف بالمايكروتوم (Microtome)






#### في بعض الحالات الاستثنائية يتم قطع العينات بسماكة مختلفة عن العادة مثل الحالات التالية:

- عينات الكلى Kidney/Renal biopsies تكون على سمك ٢ مايكرون وذلك لان Glomerulus تتطلب سمك أقل حتى تكون أوضح تحت الفحص المجهري .
  - كما أن بعض الصبغات الخاصة قد تتطلب سمكا أعلى مثل صبغة Congo Red للكشف عن تجمع بروتين الامايلويد Amyloid deposition وذلك بتقطيعها على سمك ٨ ميكرون .

#### عند التقطيع يجب الاخذ بالاعتبار نقاط جوهرية مؤثرة على جودة التقطيع ومنها:

- استخدام سكين حادة.
- تبريد البلوكات جيدا سواء بوضعها على سطح بارد كالثلج وذلك لأن المكعب البارد يسهل عملية الحصول على نسيج خالي من النتوءات الفارغة Scattering أو حدوث انثناء للنسيج المحسول على نسيج خالي من النتوءات الفارغة
  - زاوية القطع bevel face يجب أن تكون موازية لسطح العينة المراد تقطيعها لتجنب انكسار البلوك في حالة كانت الزاوية ضيقة.



/Source: https://www.leicabiosystems.com/us/knowledge-pathway/knife-angle-in-microtomy

• في حال كانت الزاوية أكبر أو أبعد عن سطح البلوك ينتج عنه عدم الحصول على شريط متصل من الشرائح Ribbon.



- النزول البطيء عند بدء التقطيع لتفادي انكسار البلوك أو تلف العينة بعد ذلك موازنة الحركة بحيث تكون متوسطة السرعة ومتصلة دون توقف.
  - العينات الصغيرة مثل (Endoscopic or Core biopsy) قد تتطلب مستويات متصلة (Sections) و العينات الصغيرة مثل (Sections)

يمكن التقاط المقطع النسيجي (Tissue Section) من المايكروتوم بواسطة الملقط او الاعواد الخشبية الصغيرة ووضعها في السخان المائي بطريقة الفرد من البداية للنهاية ثم التقاطها بالشريحة الزجاجية بزاوية قائمة ٩٠ درجة.





وتكون درجة السخان المائي water bath أقل من درجة ذوبان الشمع ب (١٠-٢٠ درجة) بعد ذلك توضع الشريحة في فرن ٢٠-٧٠ درجة مئوية لإذابة الشمع عن النسيج deparaffinization كي يصبح قابلا للصبغ، وغالبا تكون هذه المرحلة مدمجة مع جهاز الصبغ.

صانع المحتوى:

ريا الحميدي

BSc, HTL(ASCPi)

تم اعتماده بواسطة:

أشرف الشريف

MSc, HTL(ASCPi)





# Educational contents program

# Be one of our team and become a content maker

